

PANSEMENT AUTO-ADHESIF

- ▶ Pansement sans colle, auto-amalgamant, pour le milieu professionnel.
- ▶ Auto-adhésif, ne colle pas aux poils, aux plaies et à la peau.
- ▶ Très absorbant, stoppe rapidement le saignement et les autres liquides pour continuer l'activité.
- ▶ Dans le milieu du sport, peut s'utiliser comme complément des genouillères, sur les doigts, les bras, les jambes, ...
- ▶ S'applique même sur la peau mouillée, en présence de sueur, de pommade ou de crème, etc... Ne glisse pas et ne tombe pas.

- ▶ Reste élastique dans le temps : application facile et ne gêne pas les mouvements des articulations.
- ▶ Laisse respirer la peau, ne la fait pas plisser et blanchir sous le pansement.
- ▶ Sans latex, n'irrite pas la peau, sans clips.
- ▶ Convient sous un gant.

LIEUX D'UTILISATION

Indispensable dans toutes les trousse de secours ou dans toutes les armoires de pharmacie en milieu professionnel ou sportif.

MODE D'EMPLOI

Choisir la longueur de bandage et couper à l'aide d'un ciseau.
Oter le film de protection.
Placer WONDERFLEX sur la plaie puis enrouler le autour du doigt en réalisant un nombre de tour suffisant pour stopper le saignement et en ajustant le serrage.
Conserver dans l'emballage d'origine fermé, à température ambiante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme : ruban beige.
Matériau : mousse de polyuréthane et polymère synthétique en base aqueuse.
Dimensions : Rouleau 6 cm x 4,5 m.
Marquage CE. Conforme à directive CE 93/42/EEC du 14 Juin 1993 équipement de classe I.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

FT1020008052555-0819 WONDERFLEX

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS