


<p align="center"><b>LINGETTE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE</b></p>	<p align="center">ACTIF SUR CORONAVIRUS</p>	<p align="center">EN SACHET INDIVIDUEL</p>		<p align="center"><b>pH 8</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

- ▶ **Bactéricide, levuricide et virucide.**
- ▶ **Pour la désinfection des mains par friction et des surfaces.**
- ▶ **En sachet individuel :**
  - assure une mise en œuvre facile et rapide,
  - aucune contamination extérieure,
  - pas de dessèchement.

- ▶ **Facilite la répartition auprès des équipes.**
- ▶ **Contient de la glycérine, respecte l'épiderme.**
- ▶ **Alcool végétal issu de la betterave.**

#### LIEUX D'UTILISATION

Pour toutes les personnes itinérantes : commerciaux, artisans, ambulanciers, chauffeurs,  
 Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes, centre de soins ou de consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et services de secours ou d'urgence, kinésithérapie, thalassothérapie.  
 Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages.  
 Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, magasin de ventes, hypermarchés, ...

#### NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes désinfectantes à 20°C :  
Activité bactéricide : EN 1276 en 1 min.  
Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec.  
Activité virucide : EN 14476 en 30 sec sur *Adénovirus* type 5 et sur *Rotavirus*, en 1 min sur *Coronavirus*.

#### MODE D'EMPLOI

Ouvrir le sachet et déplier la lingette. Frotter les surfaces ou se frictionner les mains, poignets, espaces interdigitaux et pourtours des ongles pendant 1 minute. Inutile de rincer. Jeter ensuite la lingette.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution d'imprégnation :  
 Aspect : liquide translucide.  
 pH : 8 +/-1.  
 Substance active : ETHANOL (CAS N° 64-17-5) : 787,2 g/kg. TP1 et TP2. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
 Conditionnements : boîte de 10 lingettes blanches 190 x 140 mm en pochette individuelle 60 x 80 mm.

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT 1020002812444-0820 ATOUT VERT FRIXIO LINGETTE

<p><b>Vous souhaitez une démonstration :</b>  <b>contactez votre commercial ou</b>  <b>appelez-nous au 02.32.96.93.93</b></p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a></p>	<p align="center"><a href="http://www.purodor-marosam.com">www.purodor-marosam.com</a></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------