



MS 3 SANITAIRES

DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES CONCENTRÉ ENZYMATIQUE

**Actif sur les
virus
enveloppés**



**Formule
d'origine
végétale**

pH 1,8

► Nettoie, détartre, désinfecte et fait briller les surfaces.

► Efficace sur traces de savons et dépôts calcaires.

► Formulé à base :

- d'enzymes aux propriétés naturelles de biodégradation des graisses et matières organiques,
- de biodérivés issus de la Résine de Pin des Landes aux pouvoirs dégraissant et solvant et de l'acide lactique, désinfectant doux et naturel.

► Utilisable en agriculture biologique.

► Senteur fraîche et fleurie sans parfum de synthèse : parfume agréablement les surfaces sanitaires.

► Existe en :

- Bidon 5L concentré : ATOUT VERT MS3 SANITAIRES fait partie d'une gamme complète de concentrés associés aux doseurs automatiques de la gamme DILUTION SYSTEM.
- Capsules 20 ml concentrée : ATOUT VERT EXSPRAY 3 fait partie d'une gamme de 4 capsules vissables sur pulvérisateurs pour obtenir facilement une solution prête à l'emploi.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisation quotidienne pour nettoyer les baignoires, lavabos, robinetteries, éviers, faïences murales, carrelages et vitres de douches, cuvettes de WC, urinoirs, sols...

Dans les piscines et vestiaires des établissements sportifs, hôtels-restaurants, dans tous les sanitaires des établissements collectifs, l'industrie, les collectivités, l'artisanat, les services techniques ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide :

EN 1276 à 2% en 5 min. en conditions de propreté à 40°C

EN 13697 à 3% en 5 min. en conditions de propreté à 20°C et 4% en 5 min. en conditions de saleté à 20°C

Levuricide :

EN 1650 à 5% en 15 min. en conditions de propreté à 20°C

EN 13697 à 10% en 15 min. en conditions de saleté à 20°C

Fongicide :

EN 13697 à 2% en 15 min. en conditions de saleté à 20°C sur *Cladosporium cladosporioides*.

Actif sur le virus de la vaccine : EN 14476 à 5% en 60 min en conditions de saleté.

MODE D'EMPLOI

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Bidon 5L concentré :

Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION SYSTEM pour obtenir une solution prête à l'emploi.

Dosage : de 2 à 10% selon l'activité désinfectante recherchée.

Sur les sols : Appliquer la solution et laisser sécher.

Sur les surfaces : Pulvériser la solution de façon à bien couvrir la surface à traiter. Pour une action bactéricide, laisser agir 5 min.

Essuyer après application.

Capsule 20ml concentrée :

Avant d'utiliser une nouvelle capsule, rincer le flacon. Pour une action bactéricide, remplir le flacon avec 500 ml d'eau à 20°C. Visser la capsule sur le flacon. Agiter. Retirer la capsule et visser la gâchette. Pulvériser le produit sur la surface à traiter de façon à bien couvrir la surface. Pour une action désinfectante laisser agir 5 minutes. Essuyer après application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore.

pH à 20°C : 1,8.

Masse volumique (20 °C) : 1,070 g/cm³.

Bidon 5L concentré réf 1020008098005

Carton 24 capsules 20ml réf 1020008090444

Application sur surfaces : utiliser le pulvérisateur réf 1020008090555 PULVERISATEUR ATV N°3 ROUGE.

Substance active biocide : acide lactique n° CAS 79-33-4 : 256,8 g/l. TP2 et TP4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Principalement formulé à partir de composés biodégradables d'origine végétale.

FT1020008098005/ FT1020008090444-0520 ATOUT VERT MS3

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com