




PUROGERM®

DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE

AÉROSOL DÉSINFECTANT PUISSANT ET DÉSODORISANT



Grand format
750 ml



pH 5

► Désinfectant de contact des surfaces et des tissus (mobilier, appareils, tables d'examen, chariots, poignées, matelas, rideaux, literies, couvertures, chaussures).

► S'utilise aussi en pulvérisation dans l'atmosphère pour laisser une agréable fraîcheur mentholée.

► Excellent pouvoir de désodorisation : stoppe la source du développement des microorganismes.

► Synergie de 3 principes actifs désinfectants pour une plus grande efficacité.

► Diffusion fine sans retombée.

► Sans aldéhydes, formol, phénol.

LIEUX D'UTILISATION

Particulièrement recommandé pour lutter contre les infections dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maternités, crèches, écoles, salles d'attente, ambulances, véhicules sanitaires et de transports et toutes collectivités en général.

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide :

EN 13697 en 5 mn sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*. EN 1276 en 5 mn sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*.

Activité fongicide :

EN 13697 en 15 mn sur *Candida albicans* et *Aspergillus brasiliensis*. EN 1650 en 15 mn sur *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

Activité virucide :

EN 14476 en 30 mn sur *Influenza virus type A-H1N1*.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant l'emploi et vaporiser en tenant l'aérosol vertical. Désinfection des surfaces (mobilier, appareils, tables d'examen, chariots, poignées, matelas, literie, couvertures, chaussures, etc.) : pulvériser le produit à une distance de 25 cm environ en formant un écran total, laisser agir sans rincer.

En atmosphère, pour une désodorisation de l'air ambiant : Pulvériser dans les pièces à raison de 3 à 5 sec pour une pièce de 30 à 50 m³.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide fluide limpide incolore.

Substances biocides : PHMB (1415 ;4.7) (CAS n°32289-58-0 et 1802181-67-4) : 0.03% (m/m) Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0.08% (m/m). Usage Biocide : TP2.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020002830080-0420 PUROGERM BACTERICIDE

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com